

**FORMULARZ INWENTARYZACYJNY AMBULANSU zgodnie z aktualnie obowiązującą Polską Normą  
przenoszącą europejskie normy zharmonizowane oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.**

<b>WYPOSAŻENIE SŁUŻĄCE DO PRZENOSZENIA PACJENTA</b>			
<b>Wyrób</b>	<b>Nazwa potoczna</b>	<b>Ilość minimalna</b>	<b>Uwagi inwentaryzującego</b>
Nosze główne/z podwoziem	Nosze główne	1	
Nosze podbierające	Nosze zbierakowe	1	
Materac próżniowy	Materac próżniowy	1	
Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego	Krzeselko kardiologiczne	1	
Płachta do przenoszenia lub materac do przenoszenia	Nosze płachtowe	1	
Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi	Deska ortopedyczna ze stabilizatorem i pasami dla dorosłych	1	
	Deska ortopedyczna ze stabilizatorem i pasami dla dzieci	1	
<b>WYPOSAŻENIE UNIERUCHAMIAJĄCE</b>			
<b>Wyrób</b>	<b>Nazwa potoczna</b>	<b>Ilość minimalna</b>	<b>Uwagi inwentaryzującego</b>
Zestaw unieruchamiający do złamań	Szyny unieruchamiające	1	
Zestaw unieruchamiający górny szyjny odcinek kręgosłupa	Kołnierze szyjne dla dzieci i dorosłych	1	
Zestaw kołnierzy szyjnych			
Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa	Kamizelka KED		
Urządzenie do ewakuacji lub krótka deska stabilizująca kręgosłup (jedno z nich)		1	
<b>WYPOSAŻENIE DO WENTYLACJI/ODDYCHANIA</b>			
<b>Wyrób</b>	<b>Nazwa potoczna</b>	<b>Ilość minimalna</b>	<b>Uwagi inwentaryzującego</b>
Stacjonarny pojemnik tlenu. Minimum 2 000 l (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/ miernik przepływu o maksymalnym przepływie co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym	Butla stalowa 10l., reduktor	1	
Szybkoszłaczka	Ścienne gniazdo tlenu (w zabudowie ambulansu - na specjalne zamówienie)	1	
Przenośny zbiornik tlenu. Minimum 400 l, (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie, co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym	Butla stalowa 2l., reduktor	1	
Szybkoszłaczka	Złącze w reduktorze	1	
Worek samorozprężalny z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grup wiekowych oraz rezerwuarem tlenu	Worek samorozprężalny dla niemowląt.	1	
	Worek samorozprężalny dla dzieci.	1	
	Worek samorozprężalny dla dorosłych.	1	
Mechaniczne urządzenie do odsysania o minimalnym ciśnieniu 65 kPa i minimalnej pojemności 1 l	Ssak elektryczny	1	
Przenośne urządzenie do odsysania	Ssak mechaniczny	1	
<b>WYPOSAŻENIE DIAGNOSTYCZNE</b>			
<b>Wyrób</b>	<b>Nazwa potoczna</b>	<b>Ilość minimalna</b>	<b>Uwagi inwentaryzującego</b>
Aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, rozmiary mankietów 10 cm – 66 cm	Cięśniomierz ręczny	1	
Oksymetr	Pulsoksymetr dla dorosłych i dla dzieci	1	
Stetoskop	Stetoskop	1	
Termometr (zakres minimalny od 28 °C do 42 °C)	Termometr	1	
Urządzenie do oznaczania glukozy we krwi	Glukometr	1	
Latarka diagnostyczna	Latarka diagnostyczna	1	
<b>LEKI</b>			
<b>Rodzaj leku</b>	<b>Nazwa potoczna</b>	<b>Ilość minimalna</b>	<b>Uwagi inwentaryzującego</b>
Przeciwbólowy	NIE POSIADAMY W OFERCIE	1	
<b>WYPOSAŻENIE DO INFUZJI</b>			
<b>Wyrób</b>	<b>Nazwa potoczna</b>	<b>Ilość minimalna</b>	<b>Uwagi inwentaryzującego</b>
Płyny infuzyjne, litry	NIE POSIADAMY W OFERCIE	4	
Zestawy do iniekcji i infuzji	Venflony, kraniki, igły, urządzenia do przetaczania płynów	2	
Układ do infuzji przeznaczony do podawania płynu ogrzanego do (37 ± 2) °C (nie wymaga się, aby ten układ był przenośny)	Rękaw termoizolacyjny z funkcją podwieszenia kroplówki na uchwycie ambulansu i możliwością zastosowania mankieta do szybkich przetoczeń	1	
Uchwyt do zestawów do infuzji	Uchwyt do podwieszenia płynów infuzyjnych (w zabudowie ambulansu - na specjalne zamówienie)	2	

\* oznacza produkty wymagane w ambulansach typu S

Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem	Mankiet do szybkich przetoczeń	1	
<b>WYPOSAŻENIE DO POSTĘPOWANIA W NAGŁYCH STANACH ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO</b>			
<b>Wyrób</b>	<b>Nazwa potoczna</b>	<b>Ilość minimalna</b>	<b>Uwagi inwentaryzującego</b>
Defibrylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta	Defibrylator	1	
Monitor kardiologiczny			
Kardiosymulator zewnętrzny			
<b>Przenośny zestaw rurek do udrażniania dróg oddechowych (P.A.C.S.):</b>			
Worek samorozprężalny ręczny	Worek samorozprężalny dla niemowląt.	1	
	Worek samorozprężalny dla dzieci.	1	
	Worek samorozprężalny dla dorosłych.	1	
Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu	Maska do wentylacji dla dzieci	1	
	Maska do wentylacji dla dorosłych	1	
Rurki ustno- i nosowo-gardłowe	Rurki Gudela	1	
Ssak	Ssak mechaniczny	1	
Cewniki do odsysania	Cewnik do odsysania	1	
<b>Przenośny rozszerzony zestaw do udrażniania dróg oddechowych (P.A.R.S.):</b>			
Worek samorozprężalny ręczny	Worek samorozprężalny dla niemowląt.	1	
	Worek samorozprężalny dla dzieci.	1	
	Worek samorozprężalny dla dorosłych.	1	
Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu	Maska do wentylacji	1	
Rurki ustno- i nosowo-gardłowe	Rurki Gudela	1	
Ssak	Ssak ręczny	1	
Cewniki do odsysania	Cewnik do odsysania	1	
Zestaw do infuzji – łącznie z odpowiednimi kaniulami dożylnymi zakładanymi na stałe	Venflony, strzykawki, igły, kraniki, przyrządy do przetaczania	1	
Zestaw do podawania płynów infuzyjnych		1	
Samoprzylepne materiały do mocowania	Plastry typu przyklepiec i venaplast	1	
Zestaw do intubacji – zawierający rękojeść(-ci) laryngoskopu i odpowiednie łopatki	Laryngoskop dla dorosłych i dla dzieci	1	
Kleszczyki Magilla	Kleszczyki Magilla	1	
Mandryny/prowadnice do wprowadzania	Prowadnice do rurek intubacyjnych	1	
Rurki dotchawicze z łącznikami	Rurki intubacyjne	1	
Mocowania rurek	Mocowanie do rurki intubacyjnej	1	
Stetoskop	Stetoskop	1	
Zestaw do podawania leków	Strzykawki, igły	1	
Aparat do nebulizacji	Maski do nebulizacji	1	
Zestaw do drenażu klatki piersiowej *	Zestaw do drenażu klatki piersiowej	1	
Wolumetryczna pompa infuzyjna *	Pompa infuzyjna	1	
Kaniule do wkłuć centralnych *	Cewnik do wkłuć centralnych	1	
Respirator ratowniczo-transportowy	Respirator transportowy	1	
Zastawka wytwarzająca dodatnie ciśnienie końcowe wydechowe (PEEP), regulowana lub o stałym ciśnieniu *	Zastawka PEEP	1	
Kapnometr	Kapnometr	1	
<b>WYROBY BANDAŻOWANIE I PIELĘGNACJA</b>			
<b>Wyrób</b>	<b>Nazwa potoczna</b>	<b>Ilość minimalna</b>	<b>Uwagi inwentaryzującego</b>
Pościel	Pościel	1	
Koce	Koce	2	
Materiały do opatrywania ran	Bandaże, gaza, plastry, chusty trójkątne	1	
Materiały do leczenia oparzeń termicznych i chemicznych	Opatrunki na oparzenia	1	
Miska nerkowata	Miska nerkowata	1	
Worek na wymiociny	Worek na wymiociny	1	
Pojemnik na mocz (niewykonany ze szkła)	Pojemnik na mocz	1	
Pojemnik na zużyte materiały ostre	Pojemnik na zużyte igły	1	
Zgłębnik żołądkowy z wyposażeniem	Zgłębnik żołądkowy	1	
Rękawice chirurgiczne sterylne, liczba par	Rękawice chirurgiczne sterylne	5	
Rękawice jednorazowego użytku niesterylne	Rękawice jednorazowego użytku niesterylne	100	
Zestaw porodowy	Zestaw porodowy	1	
Worek na odpady	Worek na odpady	1	
Worek na odpady medyczne	Worek na odpady medyczne	1	
Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze	Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze	1	
Pojemnik reimplantacyjny utrzymujący wewnętrzną temperaturę (4±2) °C przez co najmniej 2h	Pojemnik reimplantacyjny utrzymujący wewnętrzną temperaturę (4±2) °C przez co najmniej 2h	1	
<b>ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (DLA KAŻDEGO CZŁONKA ZESPOŁU)</b>			
<b>Wyrób</b>	<b>Nazwa potoczna</b>	<b>Ilość minimalna</b>	<b>Uwagi inwentaryzującego</b>
Podstawowa odzież ochronna, w tym odblaskowa kamizelka lub kurtka o intensywnej widzialności	Ubranie ratownicze (na specjalne zamówienie)	1	

\* oznacza produkty wymagane w ambulansach typu S

Rękawice ochronne/do szczątków, liczba par	Rękawice ochronne/do szczątków, liczba par	1	
Obuwie ochronne, liczba par	Obuwie ochronne (na specjalne zamówienie)	1	
Kask ochronny	Kask ochronny	1	
Środki ochrony indywidualnej chroniące przed zakażeniem	Środki ochrony indywidualnej chroniące przed zakażeniem	1	
Kamizelka ratunkowa	Kamizelka ratunkowa	-	
<b>WYPOSAŻENIE RATOWNICZE I OCHRONNE</b>			
<b>Wyrób</b>	<b>Nazwa potoczna</b>	<b>Ilość minimalna</b>	<b>Uwagi inwentaryzującego</b>
Materiały do czyszczenia i dezynfekcji	Płyny do dezynfekcji powierzchni skażonych	1	
Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa	Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa	1	
Trójkąt ostrzegawczy/oświetlenie ostrzegawcze	Trójkąt ostrzegawczy (w zabudowie ambulansu - na specjalne zamówienie)	2	
Reflektor punktowy	Reflektor punktowy – latarka (na specjalne zamówienie)	1	
Gaśnica	Gaśnica (w zabudowie ambulansu - na specjalne zamówienie)	1	
<b>ŁĄCZNOŚĆ</b>			
<b>Wyrób</b>	<b>Nazwa potoczna</b>	<b>Ilość minimalna</b>	<b>Uwagi inwentaryzującego</b>
Nadajnik-odbiornik radiowy zainstalowany w pojeździe	Radio stacjonarne (w zabudowie ambulansu - na specjalne zamówienie)	1	
Przenośny nadajnik-odbiornik radiowy	Radio przenośne (na specjalne zamówienie)	1	
Dostęp do publicznej sieci telefonicznej np. przez zwyczajny nadajnik radiowy lub przenośny telefon (komórkowy)	Telefon komórkowy (na specjalne zamówienie)	1	
Przenośny alarmowy układ przywołujący, liczba na osobę (może być elementem przenośnego odbiornika radiowego)	Radio przenośne (na specjalne zamówienie)	1	
Wewnętrzna łączność między kierowcą i przedziałem dla pacjenta	Łączność pomiędzy przedziałami (w zabudowie ambulansu - na specjalne zamówienie)	1	

\* oznacza produkty wymagane w ambulansach typu S