

## NAZWA

# NOSZE-KOSZ RATOWNICZY I AKCESORIA

## OPIS

Nosze – kosz ratowniczy wersja militarna. Przeznaczone do działań w trudnych warunkach terenowych w ramach prowadzonych działań ratowniczych z możliwością zastosowania do ewakuacji śmigłowcem. Dostępne w dwóch wersjach: jednoczęściowe i dwuczęściowe.

### Konstrukcja:

1. Szkielet rurowy wykonany ze stali nierdzewnej
2. Wyścielenie z siatki z tworzywa sztucznego z możliwością wymiany
3. Usztywnienie kręgosłupa wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością szybkiej wymiany

Dodatkowa możliwość ułożenia pacjenta na desce ortopedycznej.

### Dane techniczne:

Szerokość: 61cm  
Długość: 214 cm  
Waga: 13,6 kg  
Ładowność: 1133kg

## WŁAŚCIWOSCI

Konstrukcja siatkowa w lekkiej stalowej ramie, umożliwia stabilne pozycjonowanie i ewakuację osoby poszkodowanej w transporcie śmigłowcowym.

Akcesoria do koszy Junkin:

JSA 300X - Zawiesia do koszy o udźwigu do 900 kg.



### JSA 303

Zestaw pływaków wykonanych z pianki pokrytej nylonem, zapewniającej wyporność podczas ewakuacji w wodzie.



Złożona podstawa jezdna do kosza ratowniczego



## ZDJĘCIE

