



AIRWAY MANAGEMENT MANEKIN SZKOLENIOWY

DLA PROFESJONALISTÓW RATUJĄCYCH ŻYCIE

Manekin ewakuacyjny Airway Management jest wielozadaniowym fantomem, który umożliwia realizację różnorodnych scenariuszy z zakresu działań ratowniczych, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności w obszarze pierwszej pomocy – zwłaszcza udrażniania dróg oddechowych. Manekin odzwierciedla fizjonomię osoby dorosłej, co zapewnia autentyczny i realistyczny trening. Dostępne są modele bez torsu, z torsem i opcjonalnie z ramieniem, na którym zaprojektowano miejsce do wstrzyknięcia dożylnego.

IDEALNY DO REALIZACJI SZKOLEŃ Z ZAKRESU:

- pierwszej pomocy udzielanej w trudnych warunkach (przygniecenie, wypadki drogowe, ograniczona przestrzeń,
- doskonalenia technik intubacji i wentylacji).

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁY:

- Manekin wykonany jest z ognioodpornego materiału, który wykorzystywany jest w produkcji odzieży balistycznej dla służb mundurowych – wyróżnia się czterokrotnie większą trwałością i odpornością na ścieranie niż płótno lub PVC. Materiał zgodny z OEKOTEX Standard 100, BS EN ISO 12947-2 i 14116:2008,
- Taśma polipropylenowa o wysokiej gęstości wytrzymuje duże obciążenia: 25 mm do 207 kg, a 50 mm do 440 kg).

AIRWAY MANAGEMENT MANEKIN SZKOLENIOWY

CECHY I KORZYŚCI:

- całopostaciowy manekin umożliwia bardziej realistyczny i efektywny trening,
- w zestawie z torsem firmy Simulaids,
- tułowie wyposażone jest w anatomiczne punkty orientacyjne, w tym mostek, klatkę piersiową, struny głosowe, krtań, tchawicę, przełyk, żołądek, płuca, żołądek,
- umożliwia umieszczenie zglębniaka nosowo-żołądkowego,
- w budowie manekina nie występują twarde, niebezpieczne łączenia kończyn, jak u innych manekinów tego typu, co całkowicie eliminuje ryzyko uszczyknięć i siniaków, które są częstymi obrażeniami podczas używania fantomów z plastikowym korpusem,

- dostarczany z kombinezonem łatwym w utrzymaniu czystości oraz torbą do przenoszenia i przechowywania manekina, która chroni go przed uszkodzeniami i zabrudzeniami, gdy nie jest używany.

NIE NADAJE SIĘ DO TRENINGÓW PROWADZONYCH W:

- wysokiej temperaturze (sprawdź modele Fire House),
- wodzie (sprawdź modele Water Rescue).

OPCJONALNE DODATKI:

- mocny ochraniacz na nogi (drag protector) i kombinezon ochronny.

POWSZECHNIE STOSOWANY PRZEZ:

- jednostki ratownicze z całego świata,
- firmy i instytucje prowadzenia szkolenia z zakresu BHP i pierwszej pomocy,
- sektor przemysłowy.

DOSTĘPNE ROZMIARY I WAGI:

NAZWA	KOD	WZROST (M)	WAGA (KG)	NATO KOD #
20 Kg Adult with Torso	RLNAWM/TOR20	1.8	20	N/A
20 Kg Adult without Torso	RLNAWM20	1.8	12	N/A
50 kg Adult with Torso	RLNAWM/TOR50	1.8	50	N/A
50 kg Adult without Torso	RLNCAWM50	1.8	43	N/A

Ruth Lee jest wiodącym producentem manekinów ratowniczych i ewakuacyjnych, które wykorzystywane są w szkoleniach służb mundurowych i ratunkowych na całym świecie. Profesjonalne i realistyczne manekiny treningowe to niezastąpione narzędzie, które zwiększa bezpieczeństwo, jakość oraz efektywność szkoleń, a tym samym podnosi kwalifikacje i kompetencje funkcjonariuszy. Największą wartością Ruth Lee jest wysoce wyspecjalizowana kadra, a także bezkompromisowa jakość, dzięki której wszystkie produkty brandu spełniają najwyższe międzynarodowe standardy.

Każdy model manekina dedykowany jest innemu rodzajowi szkolenia i pozwala realizować różnorodne scenariusze treningowe. Manekiny Ruth Lee doskonale odwzorowują fizjonomię osoby dorosłej, nastolatka, dziecka czy niemowlaka, co niewątpliwie czyni szkolenie bardziej realistycznym i bogatszym doświadczeniem. Wzrost i waga fantomów są zgodne z anatomią człowieka, a wykorzystanie ich podczas szkolenia, zmniejsza ryzyko narażenia zdrowia i życia pozorantów.

